

SLK II alternating matras lucht/schuim



- Afmetingen: 200 x 90 x 19 cm (schuim 5 cm inbegrepen)
- De SLK II is een alternatingmatras die kan worden gebruikt ter vervanging van een standaard matras. Het is bestemd voor intensief gebruik in verpleeghuizen. Het is ontworpen voor patiënten met een gemiddeld risico op doorligwonden of een aanwezigheid van doorligwonden tot stadium 3.
- 17 PU-cellen, waarvan 9 microscopisch geperforeerd voor een betere luchtcirculatie en comfort
- Individueel vervangbare cellen
- Volledig gesloten systeem met 2 compartimenten
- Compartiment met 5 cm onderlaag (schuimmatras

inbegrepen)

- CPR klep aan het hoofd
- Bi-stretch hoes, anti-allergisch
- Wasbaar op 60°C
- Statische, autofirm (verpleeg) en alternerende functie
- Wisselcyclus: 10 minuten
- De druk is instelbaar volgens het gewicht van de gebruiker
- Audiovisueel alarm in geval van stroomuitval of pompproblemen
- Gewicht van de patiënt: van 30 tot 135 kg