

Toiletstoel Best'Up op wielen



- Onafhankelijke intrekbare armsteunen voor gemakkelijke patiënten transfer
- Regelbare voetensteun
- Ronde emmer
- 2 duwhandvatten
- Zachte, comfortabele zitting van 5 cm
- Hoogte vloer-stoelframe: 49 cm
- Gewicht van de stoel: 7,8 kg
- Afmetingen van de zitting: 44 / 39,8 cm
- Afmetingen van de opening: 26/21 cm
- Breedte tussen armsteunen: 45 cm
- Totale breedte: 57 cm
- Diepte: 52 cm
- Totale hoogte: 98 cm
- Totale lengte: 68 cm
- Lengte voetensteun opgeklapt: 55 cm
- 4 wielen dia. 10 cm, waarvan 2 met rem
- Vinyl blauw

