

Mini naaldcontainer Essentia 0,6 L



- Doos in PP samengesteld uit een gele reservoir, een wit deksel met een valluik
- Beschikt over manuele tijdelijke sluiting en een definitieve sluiting met een permanente verzegeling
- Het deksel is uitgerust met een anti-reflux systeem, een

- grote ovale opening (50 x 35 mm) en een afkoppelsysteem voor de naalden, waaronder één speciaal ontworpen voor insuline/adrenaline spuiten
- Capaciteit: 0,6 liter
- Afmetingen: 114 x 72 x 130 mm

