

Gohy Slip Medium Super Doos met 4 zakjes van 20



- Gebruik: 6 tot 8 uren
- Heupomtrek: 70 tot 110 cm
- Herkleefbare strips, verschillende maten mogelijk
- Ultra zacht nonwoven, hypo-allergeen, comfort- en welzijn verschaffend
- Hoge geïntegreerde anti-lekranden
- Dubbel elastische riem voor de juiste maat.
- Textielen back sheet buitenlaag met zacht katoen gevoel
- Vochtindicator, zeer zichtbaar en doeltreffend
- Optimaal beschermend droogblijvend absorptiekussen voor een beter comfort
- Meerdere lagen absorptiekussen
- Met superabsorbeerder die geurvorming (odour free) voorkomt en een neutrale pH behoudt



M



M