

Digitale bloeddrukmeter Rossmax AC1000F



- 300.000 metingen gegarandeerd.
- Geschikt voor medisch gebruik in zorginstellingen.
- Opsporing van aritmie (ARR).
- Opsporing van atriumfibrillatie (AFib).
- Detectie voortijdige contractie (PC).
- Tachycardie opsporing (TACH).
- Bradycardie opsporing (BRAD).
- Automatische en auscultatoire metingen beschikbaar.
- Bewegingsdetectie.
- Manchet detectie.
- Markering voor systolisch en diastolisch.
- Verschillende deflatie parameters | 2.5 /4.5/6.5 (mm/Hg).
- Professioneel ventiel met onberispelijke nauwkeurigheid van de deflatie.
- Oplaadbare batterijen voor mobiliteit en energiebesparing.
- De batterij gaat 600 metingen mee bij volledige lading, wat een hoge mobiliteit mogelijk maakt.
- Inclusief kleine, middelgrote en grote manchetten.
- Levenslange kalibratie.
- Spatwaterdichte beschermhoes.